

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Rpia 다클론 항체 - P49247

품목 번호: CM0026717

소개

인간 RPIA(리보스-5-인산 이성질화효소)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트에서 교차 반응성을 보입니다. 오탄당 인산 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPIA 토끼 pAb
비고/별칭	RPI; RPIAD; RPIA
종	인간
유전자 ID (인간)	22934
유전자 ID	22934
면역원	인간 RPIA (NP_653164.2)의 아미노산 82-311에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49247
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백