


Wb, If/Icc, Elisa용 항Rpl27 토끼 다클론 항체 - P61353

품목 번호: CM0013039



소개

인간 RPL27(60S 리보솜 단백질 L27, eL27)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 처리 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPL27 토끼 pAb
비고/별칭	L27; eL27; DBA16; RPL27
종	인간
유전자 ID (인간)	6155
유전자 ID	6155
면역원	인간 RPL27 (NP_000979.1)의 아미노산 1-136에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61353
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스백