


Wb, Elisa용 항-Rpl36A 다클론 항체 - P83881

품목 번호: CM0016217



소개

인간 RPL36A(eL42, L44L)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 리보솜 단백질 분석, 세포 성장 및 이동 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RPL36A 토끼 pAb
비고/별칭	L36A; L44L; MIG6; eL42; RPL44; RPL36A
종	인간
유전자 ID (인간)	6173
유전자 ID	6173
면역원	재조합 단백질 인간 RPL36A(NP_066357.2)의 아미노산 37-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
발원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P83881
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스 팩