


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Rps10 다클론 항체 - P46783

품목 번호: CM0029290



소개

RPS10 토끼 다클론 항체는 작은 서브유닛 구성요소인 40S 리보솜 단백질 S10을 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 및 다이아몬드-블랙판 빈혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS10 토끼 pAb
비고/별칭	S10; DBA9; eS10; RPS10
종	인간
유전자ID (인간)	6204
면역원	인간 RPS10 (NP_001190174.1)의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46783
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백