

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Rps10 폴리클로날 항체 - P46783

품목 번호: CM0025862



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 인간 RPS10 (40S 리보솜 단백질 S10)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 리보솜 기능, 번역 및 다이아몬드-블랙판 빈혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS10 Rabbit pAb
비고/별칭	S10; DBA9; eS10; RPS10
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6204
항원	인간 RPS10 (NP_001190174.1)의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P46783
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)