


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Rps6Ka3 다클론 항체 - P51812

품목 번호: CM0025437



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 인간 RPS6KA3(RSK2, p90RSK2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 약 84 kDa 밴드를 검출합니다. ERK/MAPK 신호 전달, 번역 및 세포 생존 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS6KA3 토끼 pAb
비고/별칭	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RPS6KA3
종	인간
유전자 ID	6197
면역원	인간 RPS6KA3(NP_004577.1)의 아미노산 68-327에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51812
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스 팩