

Anti-Rps6Kl1 폴리클론항체 (웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, Elisa용) - Q9Y6S9

품목 번호: CM0027781

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA 검증을 마친 Anti-RPS6KL1 토끼 폴리클론항체입니다. 리보솜 단백질 세린/트레오닌 키나아제인 사람, 마우스, 래트 RPS6KL1을 인식합니다. 리보솜 생물학 및 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	RPS6KL1 토끼 pAb
비고/별칭	RSKL2; RPS6KL1
종	사람
유전자 ID	83694
면역원	사람 RPS6KL1 (NP_113652.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6S9
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백