

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Rps8 Rabbit Monoclonal Antibody - P62241

품목 번호: CM0003551



소개

인간 RPS8(40S 리보솜 단백질 S8, SWISS: P62241)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었으며, 쥐 및 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 리보솜 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS8 Rabbit mAb
비고/별칭	S8; eS8; RPS8
종	인간
유전자 ID	6202
면역원	인간 RPS8 (NP_001003.1)의 아미노산 1-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	P62241
단백질 분자량	24 kDa
배송	아이스백