

Anti-Rraga Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q7L523

품목 번호: CM0030629



소개

인간 RRAGA(Ras 관련 GTP 결합 단백질 A)에 대해 제작된 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. mTORC1 신호 전달 및 아미노산 감지 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRAGA Rabbit pAb
비고/별칭	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
종	인간
GeneID (Human)	10670
GeneID	10670
면역원	인간 RRAGA (NP_006561.1)의 아미노산 213-313 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7L523
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백