

Wb 및 Elisa용 Anti-Rrp36 폴리클로널 항체 - Q96Eu6

품목 번호: CM0013804

소개

인간 RRP36(리보솜 RNA 처리 단백질 36 동족체)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 18S rRNA로 이어지는 pre-rRNA 성숙 과정에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRP36 Rabbit pAb
비고/별칭	C6orf153; dJ20C7.4; RRP36
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	88745
GeneID	88745
면역원(Immunogen)	인간 RRP36 (NP_149103.1)의 아미노산 1-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96EU6
단백질 분자량(Protein Weight)	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)