


Anti-Rsl24D1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Uha3

품목 번호: CM0021506



소개

60S 리보솜 소단위체 생합성에 관여하는 핵소체 단백질인 인간 RSL24D1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료하였으며, 인간 및 마우스와 반응합니다. 리보솜 조립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RSL24D1 토끼 pAb
별칭	L30; RLP24; RPL24; TVAS3; RPL24L; C15orf15; HRP-L30-iso; RSL24D1
종	인간
GeneID	51187
면역원	인간 RSL24D1(NP_057388.1)의 아미노산 10-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UHA3
단백질 무게	20kDa
배송	아이스팩