

Wb, Ip, If/Icc, Chip, Chip-Seq, Elisa용 항Rxrα 토끼 단일클론 항체 - P19793

품목 번호: CM0003365



소개

인간 RXRα (NR2B1)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 수준의 RXRα (51 kDa)를 검출합니다. 레티노이드 수용체 신호 전달, 유전자 조절 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RXRα 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXRα
종	인간
유전자ID (인간)	6256
면역원	인간 RXRα (P19793)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19793
단백질 분자량	51 kDa
배송	아이스 팩