

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항S100A12 다클론 항체 - P80511

품목 번호: CM0030487



소개

인간 S100A12에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 염증에 관여하는 칼슘 결합 단백질인 S100A12를 인식하며, 면역학 및 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S100A12 토끼 pAb
비고/별칭	p6, CAGC, CGRP, MRP6, CAAF1, MRP-6, ENRAGE, S100A12
종	인간
유전자ID (인간)	6283
유전자ID	6283
면역원	인간 S100A12 (NP_005612.1)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P80511
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스 팩