


Wb 및 Elisa용 항S100A3 토끼 다클론 항체 - P33764

품목 번호: CM0025029



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 S100A3 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 모발 큐티클 분화에 관여하는 칼슘/아연 결합 단백질인 S100A3을 표적으로 합니다. 피부 생물학 및 모발 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S100A3 토끼 pAb
비고/별칭	S100E; S100A3
종	인간
유전자ID	6274
면역원	인간 S100A3 (NP_002951.1)의 아미노산 1-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P33764
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스팩