

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-S100A8 토끼 Polymab - P05109 / P27005

품목 번호: CM0009719



소개

S100A8 토끼 PolymAb는 인간 및 마우스에서 WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 단일클론 항체입니다. 염증 과정과 면역 반응 조절에 관여하는 칼슘 결합 단백질인 S100A8을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100A8 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8; B8Ag; CFAG; Caga; 60B8Ag
종	인간/마우스
GeneID (인간)	6279
GeneID	6279/20201
면역원	재조합 단백질 인간/마우스 S100A8(P05109/P27005)의 아미노산 1-93에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05109/P27005
단백질 분자량	10 kDa / 11 kDa
배송	아이스팩