

Wb, Ihc-P, Elisa용 Safb2 토끼 다클로날 항체 - Q14151

품목 번호: CM0015301

소개

SAFB2 Rabbit pAb은 WB, IHC-P, ELISA용 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 래트의 SAFB2를 검출합니다. SAFB2는 에스트로겐 수용체 억제 및 세포 증식 억제에 관여하는 스캐폴드 부착 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SAFB2 Rabbit pAb
비고/별칭	SAFB2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	9667
GeneID	9667
면역원(Immunogen)	사람 SAFB2 (NP_055464.1)의 아미노산 1-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	Q14151
단백질 분자량	107kDa
배송(Shipping)	아이스백