

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Samm50 단클론 항체 - Q9Y512

품목 번호: CM0004966



소개

인간 SAMM50을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있으며 미토콘드리아 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SAMM50 토끼 mAb
비고/별칭	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
종	인간
유전자 ID	25813
면역원	인간 SAMM50(Q9Y512)의 아미노산 300-400 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y512
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스 팩