


Wb, Elisa용 항-Sars-Cov-2 Nsp9 토끼 다클론 항체 - P0Dtd1

품목 번호: CM0020091



소개

재조합 SARS-CoV-2 NSP9(레플리카제 다중단백질 1ab, 아미노산 1-113)를 대상으로 생산된 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 바이러스 레플리카제 다중단백질의 NSP9 영역(Swiss-Prot P0DTD1)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP9 토끼 pAb
유전자ID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP9 (YP_009742616.1)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
단백질 분자량	794kDa
배송	아이스백