

Anti-Scgb1A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11684

품목 번호: CM0023561



소개

SCGB1A1 Rabbit pAb는 인간

SCGB1A1(Uteroglobin/CC10)을 검출하는 클립 세포 분비 단백질 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. 호흡기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCGB1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	UGB, UP1, CC10, CCI6, CCSP, UP-1, CCPBP, SCGB1A1
종	인간
GeneID (인간)	7356
GeneID	7356
면역원	재조합 단백질 인간 SCGB1A1 (NP_003348.1)의 아미노산 22-91에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P11684
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백