

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Sdhb 토끼 단일클론 항체 - P21912

품목 번호: CM0006542



소개

사람 SDHB를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫드의 내인성 SDHB를 검출합니다. 미토콘드리아 복합체 II 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SDHB 토끼 mAb
비고/별칭	CWS2; IP; PGL4; SDH; SDH1; SDH2; SDHIP; 숙시네이트 탈수소효소 복합체 철-황 소단위체 B
종	사람
유전자 ID (사람)	6390
유전자 ID	6390
면역원	사람 SDHB(P21912)의 아미노산 29~280번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P21912
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩