


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Sdhc 다클론 항체 - Q99643

품목 번호: CM0021715



### 소개

인간 SDHC(숙시네이트 탈수소효소 복합체 서브유닛 C)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 SDHC를 검출합니다. 표적 단백질은 전자 수송에 관여하는 미토콘드리아 막 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 제품명         | SDHC 토끼 pAb                                       |
| 비고/별칭       | CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC              |
| 종           | 인간                                                |
| GeneID (인간) | 6391                                              |
| GeneID      | 6391                                              |
| 면역원         | 인간 SDHC 아미노산 1-100번 서열에 상응하는 합성 펩티드 (NP_002992.1) |
| 기원          | 토끼                                                |
| 카테고리        | 다클론 항체                                            |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                          |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                       |
| SWISS       | Q99643                                            |
| 단백질 분자량     | 19kDa                                             |
| 배송 방식       | 아이스백                                              |