


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sdhc 토끼 단일클론 항체 - Q99643

품목 번호: CM0007368



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용으로 검증된 인간 SDHC(CYBL, SDH3)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 II 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SDHC 토끼 mAb
비고/별칭	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
종	인간
GeneID	6391
면역원	인간 SDHC(NP_002992.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99643
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스팩