

Wb, Elisa용 Anti-Sdsl 다클론 항체 - Q96Ga7

품목 번호: CM0015935



소개

WB 및 ELISA용으로 설계된 Anti-SDSL 토끼 다클론 항체입니다. 인간 세린 탈수효소 유사 단백질(SWISS Q96GA7)을 표적으로 하며, 마우스와 교차 반응하고 폐암 및 대사 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SDSL 토끼 pAb
비고/별칭	TDH; cSDH; SDH 2; SDS-RS1; SDSL
종	인간
GeneID (인간)	113675
GeneID	113675
면역원	인간 SDSL(NP_612441.1)의 아미노산 1-137에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96GA7
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩