


Ihc-P, Elisa용 Anti-Sec14L2 폴리클론항체 - O76054

품목 번호: CM0020697



소개

IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 SEC14L2 (TAP/SPF) 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 알파-토코페롤/스쿠알렌 수송, 콜레스테롤 생합성 및 전사 조절 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SEC14L2 Rabbit pAb
비고/별칭	SEC14L2; C22orf6; SPF; TAP; TAP1; SEC14-like protein 2
종	인간
유전자 ID (인간)	23541
유전자 ID	23541
면역원	인간 SEC14L2 (NP_203740.1)의 아미노산 1-275 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O76054
단백질 분자량	36kDa/44kDa/46kDa
배송	아이스백