

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sec23A 토끼 단일클론 항체 - Q15436

품목 번호: CM0005761



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-Sec23A 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 Sec23A를 타겟으로 하며 마우스와 교차 반응합니다. COPII 소포 운송 및 ER-골지 수송 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Sec23A Rabbit mAb
비고/별칭	CLSD; hSec23A; Sec23A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10484
GeneID	10484
항원(Immunogen)	인간 Sec23A (Q15436)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15436
단백질 분자량	86kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)