


웨스턴 블롯, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sec62 Rabbit Monoclonal Antibody - Q99442

품목 번호: CM0006896



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증된 SEC62 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드의 이동 단백질 SEC62(~46kDa)를 표적합니다. 소포체 단백질 수송 연구에 이상적입니다. UniProt Q99442.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEC62 Rabbit mAb
비고/별칭	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
종	인간
유전자 ID (인간)	7095
유전자 ID	7095
면역원	인간 SEC62 (NP_003253.1)의 아미노산 214-314에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99442
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백