


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-셉틴4 토끼 다클론 항체 - O43236

품목 번호: CM0016864



소개

셉틴4(SEPTIN 4)에 대한 토끼 다클론 항체(SWISS: O43236)로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포자멸사와 정자 형성에 관여하는 세포골격 GTPase를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	셉틴4 토끼 pAb
비고/별칭	H5, ARTS, MART, SEP4, CE5B3, SEPT4, PNU TL2, hucep-7, BRADEION, C17orf47, hCDCREL-2, Septin 4
종	인간
유전자 ID	5414
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43236
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스 팩