

Anti-Serpib9 (Pi9/Cap-3) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P50453

품목 번호: CM0030048



소개

IVD 등급 SERPINB9 토끼 폴리클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포질 그란자임 B 억제제인 인간, 마우스, 랫트 serpin B9 (PI9/CAP-3)을 인식합니다. 세포자멸사 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SERPINB9 Rabbit pAb
비고/별칭	PI9; CAP3; PI-9; CAP-3; SERPINB9
종	인간
유전자 ID (인간)	5272
유전자 ID	5272
면역원	인간 SERPINB9 (NP_004146.1)의 아미노산 170-308을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P50453
단백질 무게	42kDa
배송	아이스백