

Wb 및 Elisa용 항Setd1B 토끼 다클론 항체 - Q9Ups6

품목 번호: CM0019895



소개

인간 SETD1B(KMT2G)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 염색질 생물학 및 조혈 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SETD1B 토끼 pAb
비고/별칭	KMT2G; Set1B; IDDSELD; SETD1B
종	인간
유전자ID (인간)	23067
유전자ID	23067
면역원	인간 SETD1B (NP_001340274.1)의 아미노산 1673-1770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UPS6
단백질 분자량	213kDa
배송 방식	아이스백