


Wb, Elisa용 Anti-Setd2 폴리클로널 항체 - Q9Byw2

품목 번호: CM0018249



소개

사람 SETD2(히스톤 메틸트랜스퍼라제)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과의 교차 반응성을 가집니다. 후성유전학, 암 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SETD2 Rabbit pAb
비고/별칭	LLS, HYPB, SET2, HIF-1, HIP-1, KMT3A, MRD70, RAPAS, HBP231, HSPC069, p231HBP, SETD2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	29072
GeneID	29072
면역원(Immunogen)	사람 SETD2 (NP_054878.5)의 아미노산 803-1103에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q9BYW2
단백질 분자량	288kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)