


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Sftpc 토끼 단일클론 항체 - P11686

품목 번호: CM0007062



소개

WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 계면활성제 단백질 C(SFTPC)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 호흡기 질환 연구 및 IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFTPC 토끼 mAb
비고/별칭	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
종	인간
유전자 ID(인간)	6440
면역원	인간 계면활성제 단백질 c/SP-C의 재조합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P11686
단백질 중량	21kDa
배송	아이스팩