

Wb, Elisa용 항Sgce 토끼 다클론 항체 - O43556

품목 번호: CM0029784

소개

인간 SGCE(엡실론 사르코글리칸)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 디스트로핀-당단백질 복합체 및 근이영양증과 신경 장애에서의 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	SGCE 토끼 pAb
비고/별칭	ESG; DYT11; epsilon-SG; SGCE
종	인간
GeneID (인간)	8910
GeneID	8910
면역원	인간 SGCE (NP_003910.1)의 아미노산 1-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43556
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백