

Wb 및 Elisa용 Anti-Sik3 폴리클로날 항체 - Q9Y2K2

품목 번호: CM0028952



소개

사람, 쥐, 랫드의 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에서 검증된 토끼 항-SIK3 폴리클로날 항체입니다. mTOR 신호 전달 및 연골 세포 분화에 관여하는 세린/트레오닌 단백질 키나제 SIK3를 타겟으로 합니다. 키나제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIK3 Rabbit pAb
비고/별칭	L19, QSK, SEMDK, SIK-3, SIK3
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	23387
GeneID	23387
면역원(Immunogen)	사람 SIK3 (NP_079440.3)의 아미노산 60-310에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9Y2K2
단백질 분자량	145kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)