


Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 Anti-Slc14A1/Urea Transporter 1 폴리클로날 항체 - Q13336

품목 번호: CM0021465



소개

인간 SLC14A1 (요소 수송체 1, JK 혈액형 항원)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐 샘플에서 WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 요소 수송 및 신장 생리학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC14A1 Rabbit pAb
비교/별칭	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
종	Human (인간)
GeneID (Human)	6563
GeneID	6563
면역원	인간 SLC14A1 (NP_001295208.1)의 아미노산 158-257 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)
SWISS	Q13336
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백