

Anti-Slc22A7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y694

품목 번호: CM0012998

소개

인간 SLC22A7(OAT2/NLT)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트 샘플과 교차 반응합니다. 약물 수송 및 신장/간 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC22A7 Rabbit pAb
비고/별칭	NLT; OAT2; hOAT11; SLC22A7
종	인간
유전자 ID (인간)	10864
면역원	인간 SLC22A7 (NP_696961.2)의 아미노산 50-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9Y694
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백