

Anti-Slc24A5 Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - Q71Rs6

품목 번호: CM0014383

소개

인간 SLC24A5(나트륨/칼륨/칼슘 교환체 5)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, IF/ICC 및 ELISA에 사용됩니다. 멜라노솜 이온 수송과 색소 침착에 관여하며, 알비니즘 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC24A5 Rabbit pAb
비고/별칭	JSX; OCA6; NCKX5; SHEP4; SLC24A5
종	인간
GeneID (Human)	283652
GeneID	283652
면역원	인간 SLC24A5 (NP_995322.1)의 아미노산 220-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q71RS6
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백