

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Slc25A19 다클론 항체 - Q9Hc21

품목 번호: CM0018113

소개

미토콘드리아 티아민 피로인산 운반체인 인간 SLC25A19에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응성이 있으며 WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 적합합니다. 미토콘드리아 수송 및 관련 질환 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC25A19 토끼 pAb
비고/별칭	DNC; TPC; MUPI; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
종	인간
GeneID (인간)	60386
GeneID	60386
면역원	재조합 단백질 인간 SLC25A19 (NP_068380.3)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HC21
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백