

Anti-Slc2A13 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Qe2

품목 번호: CM0030728

소개

SLC2A13(HMIT)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 양성자 미오이노시톨 공동수송체이며 WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 신경과학 및 수송체 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC2A13 Rabbit pAb
비고/별칭	HMIT; SLC2A13
종	인간
GeneID (Human)	114134
면역원	인간 SLC2A13 (NP_443117.3)의 아미노산 564-648에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96QE2
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백