

Wb, Elisa용 Anti-Slc5A5 폴리클로날 항체 - Q92911

품목 번호: CM0027400

소개

인간 SLC5A5 (나트륨/요오드 공동수송체)에 대해
생성된 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로트 및
ELISA에 적합하며, 인간, 마우스 및 랫트 NIS를
검출합니다. 갑상선 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC5A5 Rabbit pAb
비고/별칭	NIS; TDH1; SLC5A5
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6528
유전자 ID	6528
면역원	인간 SLC5A5 (NP_000444.1)의 아미노산 544-643에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92911
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)