


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Slit2 토끼 단일클론 항체 - O94813

품목 번호: CM0010573



소개

인간 Slit2 (O94813)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 축색 항해 및 세포 이동에 관여하는 분비된 유도 신호를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Slit2 Rabbit mAb
비고/별칭	SLIL3, Slit-2, Slit2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9353
GeneID	9353
면역원	인간 Slit2 (O94813)의 아미노산 1400-1500에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O94813
단백질 분자량	170 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)