

Wb, Elisa용 항Sltm 토끼 다클론 항체 - Q9Nwh9

품목 번호: CM0023871

소개

인간 SLTM(SAFB 유사 전사 조절자)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLTM 토끼 pAb
비고/별칭	Met; SLTM
종	인간
유전자ID (인간)	79811
유전자ID	79811
면역원	인간 SLTM (NP_079031.2)의 아미노산 900-1000 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NWH9
단백질 분자량	117kDa
배송 방식	아이스팩