

항-Smad5 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q99717

품목 번호: CM0023165



소개

Smad5에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증되었습니다. BMP 신호전달 및 대사의 핵심 전사 조절인자인 52 kDa SMAD 패밀리 구성원 5를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Smad5 토끼 pAb
비고/별칭	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
종	인간
유전자 ID (인간)	4090
유전자 ID	4090
면역원	인간 Smad5 (NP_005894.3)의 아미노산 186-465 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99717
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백