


Anti-Smpd1 / Asm 폴리클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P17405

품목 번호: CM0028996



소개

인간 SMPD1/ASM (acid sphingomyelinase)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 스핑고지질 대사, 세포사멸, 니만-픽병 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMPD1 / ASM Rabbit pAb
비고/별칭	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
종	인간
GeneID (인간)	6609
GeneID	6609
면역원	인간 SMPD1 / ASM (NP_000534.3)의 아미노산 70-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17405
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백