

If/Icc, Elisa용 항-Smyd5 토끼 다클론 항체 - Q6Gmv2

품목 번호: CM0030464

소개

번역 신장, 히스톤 변형 및 배아 줄기세포 조절에 관여하는 단백질-리신 N-트리메틸트랜스퍼라제인 인간 SMYD5(ZMYND23)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 면역형광(IF/ICC) 및 ELISA에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMYD5 토끼 pAb
비고/별칭	RRG1; RAI15; NN8-4AG; ZMYND23; SMYD5
종	인간
유전자 ID (인간)	10322
면역원	인간 SMYD5 (NP_006053.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6GMV2
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스백