

Anti-Snail (Snail) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

품목 번호: CM0029534



소개

인간 Snail (SNAIL)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 랫트 동종 단백질 검출 가능. EMT, 암 및 발생 생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Snail Rabbit pAb
비고/별칭	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAIL1; dj710H13.1; Snail
종	인간
GeneID (Human)	6615
GeneID	6615
면역원	인간 Snail (NP_005976.2)의 아미노산 1-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O95863
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백