


Wb 및 Elisa용 Anti-Snrk 다클론 항체 - Q9NrH2

품목 번호: CM0020933



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 SNRK 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 조혈 증식 및 신경세포 세포사멸에 관여하는 SNF 관련 키나아제를 표적으로 합니다. 연구 및 IVD 용도로 사용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRK 토끼 pAb
비고/별칭	HSNFRK; SNRK
종	인간
GeneID (인간)	54861
GeneID	54861
면역원	인간 SNRK(NP_060189.3)의 140~240번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NRH2
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스팩