


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Snrpd1 토끼 다클론 항체 - P62314

품목 번호: CM0017212



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 고품질 토끼 항-SNRPD1 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 스플라이소좀 조립 및 pre-mRNA 스플라이싱 메커니즘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRPD1 토끼 pAb
비고/별칭	SMD1; SNRPD; Sm-D1; HsT2456; SNRPD1
종	인간
유전자 ID (인간)	6632
유전자 ID	6632
면역원	인간 SNRPD1의 아미노산 1-96에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_008869.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62314
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스팩