

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Snrpf 폴리클로날 항체 - P62306

품목 번호: CM0015242



소개

인간 SNRPF(소형 핵 리보핵단백질 F)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. pre-mRNA 스플라이싱 및 snRNP 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRPF Rabbit pAb
비고/별칭	SMF; Sm-F; snRNP-F; SNRPF
종	인간
GeneID (인간)	6636
GeneID	6636
면역원	인간 SNRPF (NP_003086.1)의 아미노산 1-86에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62306
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백