

Anti-Socs3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O14543

품목 번호: CM0015312

소개

Human SOCS3에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐 SOCS3를 검출합니다. JAK/STAT 신호 전달 및 사이토카인 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOCS3 Rabbit pAb
비고/별칭	CIS3; SSI3; ATOD4; Cish3; SSI-3; SOCS-3; SOCS3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	9021
GeneID	9021
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O14543
단백질 분자량(Protein Weight)	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)