


Wb, Elisa용 항-Sod1 토끼 단일클론 항체 - P00441

품목 번호: CM0003655



소개

인체 SOD1(Superoxide dismutase [Cu-Zn])을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 산화 스트레스, 항산화 메커니즘 및 ALS(루게릭병)와 같은 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] SOD1 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; 동종이량체; SOD1
종	인체(Human)
GeneID (인체)	6647
GeneID	6647
면역원	인체 SOD1(NP_000445.1)의 아미노산 2-154 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	P00441
단백질 무게	16kDa
배송	아이스팩